

Заявка за лабораторни изследвания

Назначени от

Здравно заведение:

КОД:

BODIMED®

Медико-Диагностична Лаборатория
 София, ул. "Позитано" 24, тел./факс 9866676, 9863864
 Пловдив, ул. "З. Стоянов" 94А, тел./факс 032 646205, 646206
www.bodimed.com

Лабораторен панел за диагностика на бъбречно-каменна болест

Пациент

ЕГН :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Диагноза:

диуреза(1): мл ч.

диуреза(2): мл ч.

Моля, изпратете резултатите на **FAX**:**e-mail**:

Моля, отбележете с „X“ желаното изследване:

Изследвания в 24ч. урина с консервант
 D(1) 3.00 лв. Са в 24ч урина (консервант HCl)
Изследвания в 24ч. урина без добавки
 D(2) 29.00 лв. Citrate, urine (2385)

 D(2) 29.00 лв. Cystine, urine (2415)

 D(2) 28.00 лв. Oxalic acid, urine (7090)

 D(2) 3.00 лв. Пикочна киселина

 D(2) 2.00 лв. pH
Кръвни изследвания
 S 3.00 лв. Пикочна киселина

 S 4.50 лв. Cl⁻
 S 4.50 лв. K⁺
 S 4.50 лв. Ca²⁺⁺
 S 3.00 лв. Са-общ

 S 3.00 лв. PO₃⁻
 S 29.00 лв. Бикарбонати

 * EP 25.00 лв. Паратироиден хормон(PTH)
Кратко указание за събиране на 24-часова урина.

След ставане от сън, пациентът уринира и изхвърля първата за деня урина. От този момент започва събирането за период от 24 часа. Използва се предварително добре измит съд, който в интервалите между доливането на порциите урина, стои в хладилник. Препоръчва се 1,5 л. контейнер или бутилка от Кока-Кола. При „**събиране с консервант**“, 10 мл. 6n HCl-предварително получена от лабораторията, се поставя в контейнера.

Урината се дава най-добре в отрязаната долна част от същия вид бутилка. При всяко добавяне на нова порция, съдът с урина внимателно се разклаща (без да се образува пяна).

На следващата сутрин, първата сутрешна порция също се добавя към общото количество.

Урината се измерва точно, количеството се записва, и в лабораторията се донасят - около 10 мл (добре е да се използва епруветката от консерванта).

През деня на изследването пациентът не спазва диети, не пие насила течности, и не пропуска нито една порция урина.